



Renia – Köln Klebstoffe



RENIA - Rehagol

Halogeniermittel

Technisches Datenblatt 580.000-0504

ROHSTOFFBASIS

Wasserklarer Vorstrich mit einer chlorhaltigen organischen Verbindung für TR- und Latex - Schuhböden.

ANWENDUNG:

TR-Material kann in den verschiedensten Mischungen auftreten. Einige Typen sind dadurch nicht oder nur unzureichend mit Schnellklebern oder Kunststoffklebern zu befestigen. Eine Vorbehandlung mit Rehagol ist dann unumgänglich. TR-Materialien werden dadurch erkannt, daß sich die Materialien mit deSohl-Sohlenlöser auflösen lassen. Rehagol läßt sich nur beim Einsatz von Syntic-TOTAL, Colle de Cologne, Multi-Colle, Renol=76=, Renol =AST= und Aquilim anwenden. Latex ist ein sehr weiches und stumpfes, gummiartiges Material, das ebenfalls chemisch vorbehandelt werden muß.

VORBEHANDLUNG

Syntic-TOTAL, Renol=76=, Renol =AST=: Rehagol auftragen und 10 - 60 Minuten einwirken lassen.
Multi-Colle und Colle de Cologne: Rehagol auftragen und 5 - 60 Minuten einwirken lassen. Aquilim: Rehagol auftragen und sofort Aquilim auftragen und sofort oder später aktivieren.

TOPFZEIT:

Nicht anwendbar

ABLÜFTEZEIT:

Systemabhängig: 0-60 Minuten.

PREßDRUCK:

Material- und klebstoffabhängig. Siehe Datenblatt der entsprechenden Klebstoff-Type

PRODUKTVERHALTEN:

Rehagol ist sehr feuchtigkeitsempfindlich und wird von Metallen zersetzt. Daher nur mit sauberem und trockenem Pinsel arbeiten (ist beigelegt). Möglichst nicht direkt aus der Vorratsflasche arbeiten. Der weiße Niederschlag ist zersetzter Wirkstoff.

LAGERSTABILITÄT:

6 Monate, kühl und dunkel lagern

VERDÜNNEN:

Nicht anwendbar

REINIGUNG

Pinsel trocknen lassen und ausklopfen. Rückstände können nicht mehr aufgelöst werden.

KENNZEICHNUNG

Flammpunkt	:	unter 21 °C, leicht entzündlich, reizend		
Nach GGVSE	:	Klasse 3	Packungsgruppe	: II
Bezeichnung	:	entzündbarer flüssiger Stoff n.a.g. (Ethylacetat)	Sonderregelung	640D
Nach IMDG	:	3.2,	Nach UN	: 1993
MFAG-Tafeln	:	311, 330	Nach EmS	: F-E, S-D

PACKUNGEN

Artikel	Packung	Netto-Inhalt	Packungseinheit	Preis
580730	85 ml - Flaschen	85 ml (12 St.)	10 Kartons	
580765	250 ml-Flasche	250 ml	5 Trays	
580780	3 Liter Kanne	3.000 ml	1 Kanne	
580408	10 Liter Card-Box	10.000 ml	1 Karton mit Hahn	